

MEDLANCE®

Safety & Comfort First



Bezpieczny i ergonomiczny nakłuwacz Medlance®

- **Delikatny** - nakłuwacz bezpieczny Medlance® posiada ostrą, wykonaną z nierdzewnej stali igłę, która podczas aktywacji przyjmuje właściwą pozycję do wykonania nakłucia. Jej doskonałe prowadzenie w korpusie nakłuwacza eliminuje wibracje, redukując tym samym odczuwanie bólu, oraz zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej.
- **Łatwy w użyciu** - intuicyjna obsługa nakłuwacza Medlance®, uzyskana dzięki niezawodnej aktywacji kolorowym przyciskiem, oraz ergonomiczny kształt sprawiają, że pobieranie próbek krwi pacjenta jest niezwykle łatwe. Obsługa nie wymaga ładowania nowego nakłuwacza.
- **Optymalny** - użycie nakłuwacza Medlance® pozwala na pobranie optymalnej ilości krwi przy minimalnym odczuciu bólu. Wystarczy tylko jedno nakłucie!
- **Bezpieczny** - specjalna konstrukcja Medlance® chroni przed jego ponownym użyciem. Igła nakłuwacza, sterylizowana promieniami Gamma, pozostaje ukryta przed i po aktywacji, zapobiegając tym samym przypadkowemu skażeniu.

Wygodny i prosty w użyciu

- **Ergonomiczny:** specjalna obudowa w kształcie litery "T" pozwala pewnie i w stabilny sposób posługiwać się nakłuwaczem Medlance®.
- **Precyzyjny:** optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza Medlance® z palcem pacjenta umożliwia dokładne położenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości.
- **Wygodny:** nakłuwacz Medlance® jest bardzo lekki. Cechują go idealne wymiary.
- **Prosty:** aktywacja nakłuwacza Medlance® następuje po naciśnięciu kolorowego przycisku
- **Przyjazny:** dzięki unikalnemu kształtowi i kolorystyce nakłuwacz Medlance® jest polecany szczególnie dzieciom, które są narażone na wielokrotne nakłucia i reagują stresem na widok igły. Zarówno igła jak i moment nakucia jest niezauważalny.
- **Ekologiczny:** zużyte nakłuwacze podlegają utylizacji poprzez spalenie.



Troszczymy się o komfort pacjenta oraz bezpieczeństwo personelu medycznego.

Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz Medlance® służy do pobierania krwi kapilarnej pacjenta. Jest niezbędny w szpitalach, laboratoriach, gabinetach lekarskich oraz wszędzie tam, gdzie pacjenci i personel medyczny chcą się czuć bezpiecznie.

Używając bezpiecznych nakłuwaczy Medlance®, eliminujesz ryzyko przypadkowego nakłucia lub zakażenia.



MEDLANCE®

Safety & Comfort First

Instruction Of Use



1-2 Wyciągnij osłonkę igły, przekręcając ją uprzednio o 360° (pełen obrót).

Uwaga! Nie naciskaj na kolorowy przycisk nakłuwacza przed zdjęciem osłonki.

3 Przyłóż nakłuwacz do miejsca nakłucia, następnie zdecydowanym ruchem naciśnij przycisk nakłuwacza.



Dane techniczne i informacje dla zamawiających:

Bezpieczne nakłuwacze Medlance® dostępne są w pięciu oznaczonych różnymi kolorami, wersjach. Każda z nich przeznaczona jest do różnych zastosowań i typów skóry.

Jedno opakowanie zawiera 200 szt. nakłuwaczy Medlance®.

CE 0344



NR. KAT. KOLOR	PRODUKT	GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA	OBJĘTOŚĆ PRÓBKII KRWI	ZASTOSOWANIE
7001 niebieski	Medlance® igła średnica: 0,8 mm (21G), ostrze trzyplaszczynowe	1.8 mm		dzieci i dorośli o delikatnej skórze, poziom cukru we krwi
7002 granatowy	Medlance® igła średnica: 0,8 mm (21G), ostrze trzyplaszczynowe	2.4 mm		dorośli - poziom cukru we krwi, krzepliwość, poziom cholesterolu, badanie gazometryczne
7003 żółty	Medlance® nożyk, szerokość: 1,5 mm, kąt ścięcia: 45 stopni	1.0 mm		dzieci i dorośli - poziom cukru we krwi, krzepliwość, poziom cholesterolu, badanie gazometryczne, przesiewowe badania HBO i HIV
7004 pomarańczowy	Medlance® nożyk, szerokość: 1,5 mm, kąt ścięcia: 45 stopni	1.5 mm		dzieci i dorośli - poziom cukru we krwi, krzepliwość, poziom cholesterolu, badanie gazometryczne, przesiewowe badania HBO i HIV
7005 czerwony	Medlance® nożyk, szerokość: 1,5 mm, kąt ścięcia: 45 stopni	2.0 mm		dzieci i dorośli - wszelkie badania wykonywane z pełnej krwi NIEMOWLĘTA - do pobierania krwi z pięty

Przedstawione w tabeli wielkości krople odzwierciedlają różnice w ilości krwi dla poszczególnych wersji nakłuwacza Medlance® plus, natomiast nie ukazują rzeczywistej wielkości próbki krwi

Informacje dla zamawiających:

HTL STREFA
high tech lab

HTL-STREFA, S.A.
Adamówek 7,
95-035 Ozorków, Polska



HTL-STREFA S.A. posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 13485

Obsługa klienta:
T: +48 22 587 05 71, F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl www.htl-strefa.pl